

病院向け業務請負

院内滅菌サービス




中央材料室など 医療器具・診療材料の管理を トータルサポート

医療機関で保有している滅菌装置やスペースを有効活用するサービスとなります。

病棟・外来・手術室など、院内で行われている洗浄・消毒・滅菌業務及び、その他付帯業務を弊社有資格者常駐による管理の下で代行いたします。

安心・安全かつ高品質なサービスのご提供により、看護師の業務負担を軽減し、今までは作業に要していた時間を本来の看護業務に従事することが可能になります。



内視鏡洗浄サービス

近年、人間ドックで内視鏡の使用頻度が高まっています。当社では滅菌業務および病院業務に精通したプロフェッショナルが、内視鏡洗浄を請け負います。

サービスの組み合わせ委託はもちろん、単一でのサービス提供も可能な場合もございますので、ご遠慮なくお問い合わせください。



鴻池メディカル株式会社

<https://www.konoike-medical.co.jp/>



院内滅菌委託によるメリット

院内滅菌を委託することで、看護師の管理業務負担軽減が可能になることに加えて、他にもさまざまなメリットがあります。

滅菌業務 品質の向上

- インジケータの使用（B.I,C.I 及び P.I）
- 器材に応じた適切な洗浄方法を選択
- 最新情報を収集し業務提案の実施
- ロット管理によるトレーサビリティ



法令順守 及び業務 ガイドライン の徹底

- 医療法及び感染症予防法
- 医療現場における滅菌保証のガイドライン
- 鋼製小物の洗浄ガイドライン
- 洗浄評価判定ガイドライン
- 内視鏡の洗浄に関するガイドライン
- 医療関連サービスマーク認定業務
- 病院機能評価取得に向けたサポート体制
- 一圧、特化則、滅菌管理士、滅菌技士など有資格者の常駐



運営実施例

回収時チェック



問題がないか念入りに確認します。

洗浄



洗浄・滅菌前に汚れをしっかりと落とします。

組立・包装



仕様に合わせた組立と包装。

滅菌



器具に合わせた滅菌方法を選択します。

滅菌保証



滅菌が問題なく行われたか確認・記録します。

払い出し



部署別のオーダーに応じて定数で払い出しを行います。

サービス情報やご導入前・ご導入後のお問い合わせ先

お問い合わせフォーム
<https://www.konoike-medical.co.jp/contact/>

3分で分かる鴻池メディカル
<https://www.konoike-medical.co.jp/advantage/3min/>



ご相談営業所